

PROCEDIMIENTO GENERAL	
Código: PN/L/PG/001/00	Página 1 de 5
Sustituye a:	Fecha de aprobación: 15/11/2021

**PREPARACIÓN DE MEDIO DE CULTIVO PARA CULTIVOS
CELULARES**

Índice

1. Objetivo
2. Responsabilidad de aplicación y alcance
3. Definiciones
4. Descripción
 - 4.1 Procedimiento
5. Registros
6. Control de cambios
7. Anexos
 - Anexo I – Control de copias

Redactado por: YG, NCR, ADB	Revisado por: Natalia Salvador	Aprobado por: Paula Guillén
---	--	---

Procedimientos relacionados:

1. OBJETIVO

Orientar al técnico/trabajador de cómo preparar el medio de cultivo.

2. RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN Y ALCANCE

La responsabilidad de aplicación y alcance de este procedimiento recae sobre todo el personal (técnico y/o auxiliar) que proceda a la redacción y cumplimentación de un PNT y/o de los registros que genera.

3. DEFINICIONES

Inactivar: Es cuando hacemos que pierda una sustancia su actividad total o temporalmente.

Alicuotar: Es la acción de dividir algo en partes proporcionales.

Suero: Suero fetal bovino es el que se utilizará en la mayoría de casos.

Medio de cultivo: Técnica de laboratorio que consta de un gel o una solución que contiene los nutrientes necesarios para permitir el crecimiento de virus, microorganismos, células, tejidos vegetales o incluso pequeñas plantas.

Antimicóticos: Es el que tiene la capacidad de evitar el crecimiento de algunos tipos de hongos o incluso de provocar su muerte.

Antibióticos: Medicamentos que combaten infecciones causadas por bacterias en los seres humanos y los animales ya sea matando las bacterias o dificultando su crecimiento y multiplicación..

Procedimientos relacionados:

4. DESCRIPCIÓN

Los procedimientos describen, de forma específica, las actividades relacionadas, directa o indirectamente, de la preparación de un medio de cultivo.

- Equipos:
 - Cabina de bioseguridad tipo II
 - Baño maría
 - Congelador
 - Incubadora
 - Termómetro
- Materiales:
 - Tubos falcon con tapón de rosca
 - Pipums automáticos
 - Pipetas graduadas con filtros
 - Botella esterilizada de 1 L
 - Embudo
 - Papel de filtro
- Reactivos:
 - Botella de medio 500 ml
 - Suero 10%
 - Antibióticos y antimicóticos 1%

4.1 Procedimiento

1. Anotar la temperatura y la humedad de la sala.
2. Alicuotar el suero en tubos falcon de 50 ml con la ayuda de los pipums y congelar a -20°C.
3. Alicuotar los antibióticos y antimicóticos en tubos falcon de 5 ml con la ayuda de los pipums y congelar a -20°C.

Procedimientos relacionados:

4. Descongelar a temperatura ambiente las alícuotas de suero necesarias el día que se vaya a utilizar el medio de cultivo.
5. Inactivar el suero introduciendo los viales que han estado a temperatura ambiente, en el baño maría a 56°C de 30 a 45 minutos.
6. Descongelar las alícuotas de antibióticos/antimicóticos y añadir las con el suero inactivado en el medio de cultivo de 500 ml que está a 4°C y que nos proporciona la marca comercial, trabajando en cabina de bioseguridad tipo II.
7. Esterilizar el medio por filtración, pasándolo a una botella de 1 L previamente esterilizada.



